



## Başarı Hikayemiz

1980 yılında başta beyaz eşya olmak üzere, otomotiv, makine ve inşaat sektörlerine mamul ve yarı mamul demir, çelik ve sac imalatı yaparak başladı. Yıllar içinde bilgi birikimimiz arttı, üretim gücümüz katlandı.

Sürekli gelişim ve sürekli büyüme vizyonu ile 2016 yılında son kullanıcıya yönelik soğutucular üreterek markalaşmaya başladık.

Coolermed markamız ile; sağlık sektörünün kalite, güvenilirlik ve yenilikçi çözümler ihtiyaçlarına tam cevap veren; uzun yıllar güvenle kullanılan, dayanıklı soğutucu ve dondurucular üretmek ana amacımız oldu.

Yüksek kalite standartlarını sağlayan ürünlerimiz, medikal sektörünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Konusunda uzman ve tecrübeli mühendislerimizden oluşan Ar-Ge Merkezimiz, sizin için hep daha üstün özellikte ürünler geliştirmeye adanmıştır.

Bugün, başta hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, eczaneler ve kan merkezleri olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşta dolaplarımız güvenle kullanılmaktadır.

## Kalite Politikamız

**Öztaş olarak amacımız;** ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli soğutma grubu ürünler, endüstriyel makineler üretmek ve ince sac ve kalın sac imalatında beyaz eşya ve otomotiv sektörünün tercih ettiği tedarikçi olmak, hızlı ve çözüm odaklı satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetini sağlamak, ürünlerimizi iç ve dış piyasada tanıtmak ve marka bilinirliğimizi arttırmaktır.

### **Bu amaca ulaşmak için kalite politikamız;**

- Tüm personelin eğitilmesi ile sürekli gelişmeyi sağlamak.
- Kalite ve verimliliği arttırarak şirketimizin karlılığını sağlamak.
- Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak
- Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde sağlamak.
- Tüm çalışanlarımızın katılımı ile, bütün müşterilerimizi ürettiğimiz her üründe kalitemizle, zamanında ve istenilen adetlerdeki teslimatımızla sürekli olarak memnun etmek ve yasal müşteri şartlarına uyararak, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.



Enerji verimliliđi testlerimiz EN ISO 10902 standardına gre İntertek tarafından onaylı Ar-Ge laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

İntertek tarafından CB ve Enerji Verimliliđi testlerini yapmak zere onaylanmış 2 adet laboratuvarımız bulunmaktadır.

CE | CB



Üretim aşamasında da daha az enerji harcamaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya özen gösteriyoruz.

AR-GE ekibimizin çalışmaları ürün kalitesini artırmanın yanında çevre sorunlarının potansiyel çözümleri üzerine de yoğunlaşıyor.





Coolermed dolaplar daha üretim aşamalarındayken, diğer üretim tesisleriyle karşılaştığınızda daha fazla yenilenebilir enerji harcar. Sürdürülebilir enerji politikamız gereği fabrikamızın çatısı güneş panelleriyle kaplıdır. Bu paneller sayesinde minimum karbon ayak izi bırakarak üretim bandımızı doğaya duyarlı bir eksene oturttuk.




# 7 Kıta'da 24 Ülke'de




Coolermed Türkiye ve yurtdışı pazarlarında sağlık profesyonelleri tarafından tercih edilen bir markadır. Sağlık kurumları ve profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yapılmakta, dünyanın dört bir yayınında medikal tıp soğutucu ve tıbbi cihazlarımızla profesyonellerin tercihi olmaya devam etmekteyiz.

# Global Footprints



10

**MEDİKAL  
DOLAPLAR**



22

**ECO AŞI  
DOLAPLARI**



32

**KAN  
DOLAPLARI**




40

**MEDİKAL  
DONDURUCU  
DOLAPLAR**



48

**MEDİKAL  
SOĞUTUCU  
DONDURUCU  
KOMBİ DOLAP**




52

**MEDİKAL  
ULTRA DERİN  
DONDURUCULAR**



62

**TIBBİ ATIK  
DOLAPLAR**



66


***COLD  
CHAIN***





**MEDİKAL**

**DOLAPLAR**



Yüksek ve Düşük Sıcaklık Elektrik Kesintisi Kapı Açık ve Prob Arızası İçin Alarm Sistemi



Elektrik Kesildiğinde Akü İle 72 Saat Ekrandan Bilgileri Görebilme ve Kayıt Edebilme Özelliği Kendini Şarj Eden Akü

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	71
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	74
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	+2 °C ~ +10 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,1
	Amper (A)	0,6
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	451*516*771
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	358*435*536
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	520*565*810
	Net Ağırlık (kg)	38
	Brüt Ağırlık (kg)	43
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	88 / 184 / 276
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	312
	Raflar	1 Adet
	Tekerlek Tipi	4 Adet Ayarlı Ayak

#### Opsiyonel

Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Cam kapı

+2 °C ~ +10 °C

71 Litre

# MC60ASI



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.





# M170ASI

0 °C ~ +15 °C

145 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	145
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	152
Performans	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,78
Alarm	Amper (A)	1,95
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
Ölçüler	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	591*654*955
Aksesuarlar	İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*485*640
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*710*1100
	Net Ağırlık (kg)	56
	Brüt Ağırlık (kg)	62
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	48 / 108 / 108
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	120	
Raflar	2 Adet	
Tekerlek Tipi	Roller	

## Opsiyonel

- Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	225
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	238
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	+2 °C ~ +10 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	3,93
	Amper (A)	2,48
Alarm	Yedek PİL Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
Ölçüler	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Aksesuarlar	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606.5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*1705
	Net Ağırlık (kg)	93
	Brüt Ağırlık (kg)	106
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
Opsiyonel	13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	60
	Raflar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker
	Blok kapı

+2 °C ~ +10 °C

225 Litre

**M260ASI**



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



# M390ASI

0 °C ~ +15 °C

352 Litre



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	352
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	372
Performans	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,92
Alarm	Amper (A)	1
	Yedek Pili Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
Ölçüler	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*680*2070.5
Aksesuarlar	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1458
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*730*2150
	Net Ağırlık (kg)	110
	Brüt Ağırlık (kg)	120
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
Opsiyonel	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	286
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	308
	Soğutucu Akışkan	R134a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	3,95
	Amper (A)	1,65
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*794*2156,5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1477
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*850*2230
	Net Ağırlık (kg)	127
	Brüt Ağırlık (kg)	137
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
Aksesuarlar	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	48
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

0 °C ~ +15 °C

286 Litre

# MM400ASI



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



# M660ASI

0 °C ~ +15 °C

600 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	600
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	649
	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,45
	Amper (A)	3,05
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	790*714*2207
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	690*553*1702
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	860*755*2280
	Net Ağırlık (kg)	136
	Brüt Ağırlık (kg)	156
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	18 / 41 / 41
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	45
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

## Opsiyonel

- Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	685
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	740
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,89
	Amper (A)	3,25
	Yedek PİL Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	907*758.4*2081
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	805*594*1570
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	980*810*2160
	Net Ağırlık (kg)	163
	Brüt Ağırlık (kg)	174
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 28 / 28
Aksesuarlar	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	41
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

#### Opsiyonel

Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

685 Litre

# M900ASI



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



# M1600ASI

0 °C ~ +15 °C

1365 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	1365
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	1548
	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	7,22
	Amper (A)	2,93
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1600*806*2145
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	1500*621*1682
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1670*860*2180
	Net Ağırlık (kg)	256
	Brüt Ağırlık (kg)	277
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	6 / 14 / 14
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	16
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

## Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



# MEDİKAL DOLAPLAR

## Teknik Özellikler



**MC60ASI**



**M170ASI**



**M260ASI**



**M390ASI**

Teknik Bilgiler	MC60ASI	M170ASI	M260ASI	M390ASI
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	71	145	225	352
Brüt Hacim (L) / (CFT)	74	152	238	372
Soğutucu Akışkan	R600a	R600a	R600a	R600a
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50
Performans				
Çalışma Sıcaklık Aralığı	+2 °C ~ +10 °C	0 °C ~ +15 °C	+2 °C ~ +10 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol				
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik				
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	1,1	1,78	3,93	1,92
Amper (A)	0,6	1,95	2,48	1
Yedek Pili Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat
Alarm				
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var	Var
Ölçüler				
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	451*516*771	591*654*955	590*646*1606.5	590*680*2070.5
İç Ölçüler w*d*h (mm)	358*435*536	490*485*640	489*487*991	489*487*1458
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	520*565*810	660*710*1100	660*700*1705	660*730*2150
Net Ağırlık (kg)	38	56	93	110
Brüt Ağırlık (kg)	43	62	106	120
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	88 / 184 / 276	48 / 108 / 108	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	312	120	60	60
Aksesuarlar				
Raflar	1 Adet	2 Adet	3 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	4 Adet Ayarlı Ayak	Roller	Hareketli	Hareketli



# MEDİKAL DOLAPLAR

## Teknik Özellikler



### MM400ASI



### M660ASI



### M900ASI



### M1600ASI

Teknik Bilgiler	MM400ASI	M660ASI	M900ASI	M1600ASI
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	286	600	685	1365
Brüt Hacim (L) / (CFT)	308	649	740	1548
Soğutucu Akışkan	R134a	R290	R290	R290
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120	50	50	50
Performans				
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol				
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik				
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	3,95	6,45	6,89	7,22
Amper (A)	1,65	3,05	3,25	2,93
Yedek Pil Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat
Alarm				
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var	Var
Ölçüler				
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*794*2156,5	790*714*2207	907*758.4*2081	1600*806*2145
İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1477	690*553*1702	805*594*1570	1500*621*1682
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*850*2230	860*755*2280	980*810*2160	1670*860*2180
Net Ağırlık (kg)	127	136	163	256
Brüt Ağırlık (kg)	137	156	174	277
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30	18 / 41 / 41	14 / 28 / 28	6 / 14 / 14
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	48	45	41	16
Aksesuarlar				
Raflar	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Hareketli	Hareketli	Hareketli	Roller

**ECO AŐI**

**DOLAPLARI**





Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	125
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	134
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,78
	Amper (A)	1,95
	Yedek PİL Ömrü	2 Saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	591*605*866
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*466*640
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*675*960
	Net Ağırlık (kg)	56
	Brüt Ağırlık (kg)	62
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	48 / 108 / 108
Aksesuarlar	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	180
	Raflar	2
	Tekerlek Tipi	Roller

#### Opsiyonel

Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

125 Litre

# ECO170ASI



# ECO250ASI

0 °C ~ +15 °C

225 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	225
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	240
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,8
	Amper (A)	1,2
	Yedek Pil Ömrü	2 Saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
Ölçüler	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*620*1540
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*465*1091
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*690*1665
	Net Ağırlık (kg)	81
	Brüt Ağırlık (kg)	87
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
	Raflar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

## Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	350
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	358
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,91
	Amper (A)	1,4
	Yedek Pil Ömrü	2 Saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
Ölçüler	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*622*2014
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	516*470*1555
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*690*2140
	Net Ağırlık (kg)	72
	Brüt Ağırlık (kg)	80
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

#### Opsiyonel

Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

350 Litre

# ECO375ASI



# ECO380ASI

0 °C ~ +15 °C

325 Litre



<b>Teknik Bilgiler</b>	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	325
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	333
<b>Performans</b>	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
<b>Kontrol</b>	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
<b>Elektrik</b>	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	2,42
<b>Alarm</b>	Amper (A)	1,35
	Yedek Pil Ömrü	2 Saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
<b>Ölçüler</b>	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*620*2014
<b>Aksesuarlar</b>	İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*465*1555
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*690*2140
	Net Ağırlık (kg)	100
	Brüt Ağırlık (kg)	106
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
<b>Opsiyonel</b>	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

## Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	600
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	627
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,45
	Amper (A)	3,05
	Yedek Pil Ömrü	2 Saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
Ölçüler	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*750*2060
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1371
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*820*2200
	Net Ağırlık (kg)	134
	Brüt Ağırlık (kg)	144
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	50
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

#### Opsiyonel

Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

600 Litre

**ECO670ASI**





# ECO900ASI

0 °C ~ +15 °C

673 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	673
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	740
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
Elektrik	Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,89
	Amper (A)	3,2
	Yedek Pil Ömrü	2 Saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
Ölçüler	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	906*714*2000
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	805.5*598*1570
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	965*785*2145
	Net Ağırlık (kg)	157
	Brüt Ağırlık (kg)	168
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	42
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

## Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

## ECO AŐI DOLAPLARI

### Teknik Özellikler



#### ECO170ASI



#### ECO250ASI



#### ECO375ASI

Teknik Bilgiler	ECO170ASI	ECO250ASI	ECO375ASI
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	125	225	350
Brüt Hacim (L) / (CFT)	134	240	358
Soğutucu Akışkan	R600a	R600a	R600a
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	38
Performans			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol			
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran	Dokunmatik Ekran	Dokunmatik Ekran
Elektrik			
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	1,78	1,8	1,91
Ampere (A)	1,95	1,2	1,4
Yedek Pili Ömrü	2 Saat	2 Saat	2 Saat
Alarm			
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var
Ölçüler			
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	591*605*866	590*620*1540	590*622*2014
İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*466*640	490*465*1091	516*470*1555
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*675*960	660*690*1665	660*690*2140
Net Ağırlık (kg)	56	81	72
Brüt Ağırlık (kg)	62	87	80
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	48 / 108 / 108	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	180	60	60
Aksesuarlar			
Raflar	2	3 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Roller	Roller	Roller

## ECO AŞI DOLAPLARI

### Teknik Özellikler



#### ECO380ASI



#### ECO670ASI



#### ECO900ASI

Teknik Bilgiler	ECO380ASI	ECO670ASI	ECO900ASI
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	325	600	673
Brüt Hacim (L) / (CFT)	333	627	740
Soğutucu Akışkan	R600a	R290	R290
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50
Performans			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol			
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	Dokunmatik Ekran	Dokunmatik Ekran	Dokunmatik Ekran
Elektrik			
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	2,42	6,45	6,89
Amper (A)	1,35	3,05	3,2
Yedek Pili Ömrü	2 Saat	2 Saat	2 Saat
Alarm			
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var
Ölçüler			
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*620*2014	724*750*2060	906*714*2000
İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*465*1555	624*635*1371	805.5*598*1570
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*690*2140	800*820*2200	965*785*2145
Net Ağırlık (kg)	100	134	157
Brüt Ağırlık (kg)	106	144	168
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54	14 / 30 / 30	14 / 30 / 30
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60	50	42
Aksesuarlar			
Raflar	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Roller	Roller	Roller



**KAN**

**DOLAPLARI**



Yüksek ve Düşük Sıcaklık Elektrik Kesintisi Kapı Açık ve Prob Arızası İçin Alarm Sistemi



Elektrik Kesildiğinde Akü İle 72 Saat Ekrandan Bilgileri Görebilme ve Kayıt Edebilme Özelliği Kendini Şarj Eden Akü

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	225
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	238
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,8
	Amper (A)	1,4
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606,5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*1705
	Net Ağırlık (kg)	103
	Brüt Ağırlık (kg)	113
	Kan Torbası Yükleme Adedi	120
Akseuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
	Raf lar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

#### Opsiyonel

Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

225 Litre

# M260KN



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



# M390KN

0 °C ~ +15 °C

352 Litre



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	352
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	372
Performans	Soğutucu Akışkan	R600a
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	3,95
Alarm	Amper (A)	1,65
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
Ölçüler	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*2070.5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1458
Aksesuarlar	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*2150
	Net Ağırlık (kg)	126,5
	Brüt Ağırlık (kg)	136,5
	Kan Torbası Yükleme Adedi	200
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60	
Raflar	5 Adet	
Tekerlek Tipi	Hareketli	

## Opsiyonel

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	600
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	649
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,45
	Amper (A)	3,05
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	790*714*2207
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	690*553*1702
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	860*755*2280
	Net Ağırlık (kg)	162
	Brüt Ağırlık (kg)	182
	Kan Torbası Yükleme Adedi	360
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	18 / 41 / 41
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	45
	Raflar	6 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

#### Opsiyonel

Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker
Blok kapı

0 °C ~ +15 °C

600 Litre

# M660KN



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.






# M900KN

0 °C ~ +15 °C

685 Litre



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	685
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	740
Performans	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,89
Alarm	Amper (A)	3,25
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
Ölçüler	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	907*758.4*2081
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	805*594*1570
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	980*810*2160
Aksesuarlar	Net Ağırlık (kg)	175
	Brüt Ağırlık (kg)	186
	Kan Torbası Yükleme Adedi	390
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 28 / 28
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	41
Raflar	5 Adet	
Tekerlek Tipi	Hareketli	

## Opsiyonel

- Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

# KAN DOLAPLARI

## Teknik Özellikler



**M260KN**



**M390KN**



**M660KN**




**M900KN**

Teknik Bilgiler	M260KN	M390KN	M660KN	M900KN
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Dinamik	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Defrost Modu	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Net Hacim (L) / (CFT)	225	352	600	685
Brüt Hacim (L) / (CFT)	238	372	649	740
Soğutucu Akışkan	R600a	R600a	R290	R290
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik				
Voltaaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	1,8	3,95	6,45	6,89
Amper (A)	1,4	1,65	3,05	3,25
Yedek Pili Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat
Alarm				
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var	Var
Ölçüler				
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606.5	590*646*2070.5	790*714*2207	907*758.4*2081
İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991	489*487*1458	690*553*1702	805*594*1570
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*1705	660*700*2150	860*755*2280	980*810*2160
Net Ağırlık (kg)	103	126,5	162	175
Brüt Ağırlık (kg)	113	136,5	182	186
Kan Torbası Yükleme Adedi	120	200	360	390
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54	18 / 41 / 41	14 / 28 / 28
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60	60	45	41
Aksesuarlar				
Raflar	3 Adet	5 Adet	6 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Hareketli	Hareketli	Hareketli	Hareketli

# Blok Kapi



# Cam Kapi



**MEDİKAL  
DONDURUCU  
DOLAPLAR**





Yüksek ve Düşük Sıcaklık Elektrik Kesintisi Kapı Açık ve Prob Arızası İçin Alarm Sistemi



Elektrik Kesildiğinde Akü İle 72 Saat Ekrandan Bilgileri Görebilme ve Kayıt Edebilme Özelliği Kendini Şarj Eden Akü

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	175
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	180
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -30 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	5,8
	Amper (A)	3,2
	Yedek PİL Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	517*569*2115
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	357*363*1410
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*630*2200
	Net Ağırlık (kg)	86
	Brüt Ağırlık (kg)	96
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	27 / 60 / 60
Aksesuarlar	13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	84
	Raflar	6 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

#### Opsiyonel

- Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

-5 °C ~ -30 °C

175 Litre

# M180FR



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



# M260FR

-5 °C ~ -30 °C

225 Litre



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	225
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	238
Performans	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -30 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	5,86
Alarm	Amper (A)	3,2
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
Ölçüler	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	650*695*1666
Aksesuarlar	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	720*750*1750
	Net Ağırlık (kg)	-
	Brüt Ağırlık (kg)	-
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 48 / 48
Opsiyonel	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54
	Raflar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

## Opsiyonel

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	345
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	358
	Soğutucu Akışkan	R290
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-18 °C ~ -22 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-20 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,8
	Amper (A)	3,4
	Yedek PİL Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	640*655*1970
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	516*470*1555
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	710*710*2100
	Net Ağırlık (kg)	84
	Brüt Ağırlık (kg)	92
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 48 / 48
Aksesuarlar	13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	57
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

#### Opsiyonel

- Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

-18 °C ~ -22 °C

345 Litre

# 377VFCLASS



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.





# M390FR

-5 °C ~ -30 °C

362 Litre



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	362
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	372
Performans	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
Kontrol	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -30 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Elektrik	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
Alarm	Güç Tüketimi (24 saat)	6,9
	Amper (A)	3,5
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
	Yüksek Sıcaklık	Var
Ölçüler	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Aksesuarlar	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	650*735*2130
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1458
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	720*785*2220
	Net Ağırlık (kg)	110
	Brüt Ağırlık (kg)	120
Opsiyonel	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	23 / 47 / 47
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54
	Raflar	5 Adet
Opsiyonel	Tekerlek Tipi	Hareketli
	Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi	
Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi	
	Dış gövde rengi	
Opsiyonel	Logo giydirmeli yan sticker	

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	634
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	649
	Soğutucu Akışkan	R290a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -30 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	7,1
	Amper (A)	3,96
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	784*840*2120
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1371
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	850*900*2280
	Net Ağırlık (kg)	130
	Brüt Ağırlık (kg)	140
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	12 / 28 / 28
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	32	
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

#### Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

-5 °C ~ -30 °C

634 Litre

# M670FR








DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.




# MEDİKAL DONDURUCU DOLAPLAR

## Teknik Özellikler

					
	<b>M180FR</b>	<b>M260FR</b>	<b>377VFCLASS</b>	<b>M390FR</b>	<b>M670FR</b>
<b>Teknik Bilgiler</b>					
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Statik	Statik	Dinamik	Statik	Statik
Defrost Modu	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Net Hacim (L) / (CFT)	175	225	345	362	634
Brüt Hacim (L) / (CFT)	180	238	358	372	649
Soğutucu Akışkan	R290	R290	R290	R290	R290a
İzolasyon Kalınlığı (mm)	80	80	60	80	80
<b>Performans</b>					
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -30 °C	-5 °C ~ -30 °C	-18 °C ~ -22 °C	-5 °C ~ -30 °C	-5 °C ~ -30 °C
Set Edilen Sıcaklık	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-25 °C	-25 °C
<b>Kontrol</b>					
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
<b>Elektrik</b>					
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	5,8	5,86	6,8	6,9	7,1
Amper (A)	3,2	3,2	3,4	3,5	3,96
Yedek Pil Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat	72 saat
<b>Alarm</b>					
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var	Var	Var
<b>Ölçüler</b>					
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	517*569*2115	650*695*1666	640*655*1970	650*735*2130	784*840*2120
İç Ölçüler w*d*h (mm)	357*363*1410	489*487*991	516*470*1555	489*487*1458	624*635*1371
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*630*2200	720*750*1750	710*710*2100	720*785*2220	850*900*2280
Net Ağırlık (kg)	86	-	84	110	130
Brüt Ağırlık (kg)	96	-	92	120	140
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	27 / 60 / 60	24 / 48 / 48	24 / 48 / 48	23 / 47 / 47	12 / 28 / 28
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	84	54	57	54	32
<b>Aksesuarlar</b>					
Raflar	6 Adet	3 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Tekerlek Tipi	Roller	Hareketli	Roller	Hareketli	Hareketli



**MEDİKAL**  
**SOĞUTUCU**  
**DONDURUCU**  
**KOMBİ DOLAP**



Yüksek ve Düşük Sıcaklık Elektrik Kesintisi Kapı Açık ve Prob Arızası İçin Alarm Sistemi



Elektrik Kesildiğinde Akü İle 72 Saat Ekrandan Bilgileri Görebilme ve Kayıt Edebilme Özelliği Kendini Şarj Eden Akü

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik (Soğutucu) Statik (Dondurucu)
	Defrost Modu	Otomatik (Soğutucu) Manuel (Dondurucu)
	Net Hacim (L) / (CFT)	225 (Soğutucu) 100 (Dondurucu)
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	238 (Soğutucu) 104 (Dondurucu)
	Soğutucu Akışkan	R600a (Soğutucu) R600a (Dondurucu)
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C (Soğutucu) -5 °C ~ -25 °C (Dondurucu)
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C (Soğutucu) -18 °C (Dondurucu)
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	3,59
	Amper (A)	3,1
	Yedek Pili Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*637*2183.5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*485*991 (Soğutucu) 489*485*438 (Dondurucu)
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*2260
	Net Ağırlık (kg)	125
	Brüt Ağırlık (kg)	132
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60	
Aksesuarlar	Raflar	3 Adet (Soğutucu) 2 Adet (Dondurucu)
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker
	Blok kapı

0 °C ~ +15 °C (Soğutucu)	225 Litre (Soğutucu)
-5 °C ~ -25 °C (Dondurucu)	100 Litre (Dondurucu)

# M300ASI



DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.





## Görsel ve Sesli Alarm Sistemi

Yüksek ya da düşük sıcaklık, elektrik kesintisi, kapı açık ve prob arızası durumlarında devreye giren görsel ve sesli alarm sistemi

## Kullanıcı Dostu Özellikler

Aşı, ilaç, kan ve tıbbi ürünler belirli derecelerde saklanması gereken hayati öneme sahip ürünlerdir. Coolermed medikal dolapları bu değerli ürünleri en doğru koşullarda saklamak için yüksek kalite standartlarını sunar.

Tasarımdan üretimdeki son noktaya kadar tüm süreçler katı prosedürlerle izlenir.

## 72 Saat Kayıt Tutma

Elektrik kesintisi olduğunda 12 V'luk pil devreye girer ve 72 saat soğutucunun iç sıcaklığını takip ederek kayıt altında tutar.





**MEDİKAL  
ULTRA DERİN  
DONDURUCULAR**





Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	286
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	308
	Soğutucu Akışkan	R410a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 °C ~ -42 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-40 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	5,76
	Amper (A)	3,1
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*794*2156,5
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1477
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*850*2230
	Net Ağırlık (kg)	127
	Brüt Ağırlık (kg)	137
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
Aksesuarlar	13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	48
	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

#### Opsiyonel

Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
Ekstra harici prob girişi
Dış gövde rengi
Logo giydirmeli yan sticker

-25 °C ~ -42 °C

286 Litre

# M400PLZ



M400PLZ/M660PLZ Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak  
93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine  
göre belgelendirilmiştir.



# M660PLZ

-25 °C ~ -42 °C

606 Litre



M400PLZ/M660PLZ Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Statik
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	606
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	637
	Soğutucu Akışkan	R290
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 °C ~ -42 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-40 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	6,89
	Amper (A)	3,25
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*913*2168
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1607
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*2240
	Net Ağırlık (kg)	225
	Brüt Ağırlık (kg)	240
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

## Opsiyonel

- Ekstra harici prob girişi
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	377
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	382
	Soğutucu Akışkan	R410a / R508b
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -86 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-82 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4,3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	9,06
	Amper (A)	8,2
	Yedek PİL Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*1532
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*971
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*1620
	Net Ağırlık (kg)	200
	Brüt Ağırlık (kg)	215
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	
Aksesuarlar	Raflar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

-55 °C ~ -86 °C

377 Litre

# LWF370



LWF370/LWF470/LWF670  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



# LWF470

-55 °C ~ -86 °C

490 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	490
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	510
	Soğutucu Akışkan	R410a / R508b
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -86 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-82 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4,3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	10,02
	Amper (A)	8,35
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*1850
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1290
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*1920
	Net Ağırlık (kg)	225
	Brüt Ağırlık (kg)	240
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26
Aksesuarlar	Raflar	4 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

LWF370/LWF470/LWF670  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	606
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	637
	Soğutucu Akışkan	R410a / R508b
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -86 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-82 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	12,75
	Amper (A)	9,7
	Yedek PİL Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*2168
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1607
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*2240
	Net Ağırlık (kg)	235
	Brüt Ağırlık (kg)	250
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	
Aksesuarlar	Raflar	5 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

-55 °C ~ -86 °C

606 Litre

LWF670



LWF370/LWF470/LWF670  
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi  
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



# LWF970

-55 °C ~ -86 °C

830 Litre



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
	Defrost Modu	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	830
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	900
	Soğutucu Akışkan	R404a / R508b
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	130
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -86 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-82 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	21 kWh / 24 h
	Amper (A)	12A
	Yedek Pil Ömrü	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var
	Düşük Sıcaklık	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var
	Sensör Hatası	Var
	Besleme Yok Hatası	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1305*1075*2160
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	960*660*1420
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1340*1500*2215
	Net Ağırlık (kg)	290
	Brüt Ağırlık (kg)	305
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	8 / 17 / 17
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	20
Aksesuarlar	Raflar	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

**MEDİKAL**  
**ULTRA DERİN**  
**DONDURUCULAR**



**M400PLZ**



**M660PLZ**



**LWF370**

**Teknik Özellikler**

Teknik Bilgiler	M400PLZ	M660PLZ	LWF370
Kabin Tipi	Dikey	Dikey	Dikey
Soğutma Tipi	Statik	Statik	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
Defrost Modu	Manuel	Manuel	Manuel
Net Hacim (L) / (CFT)	286	606	377
Brüt Hacim (L) / (CFT)	308	637	382
Soğutucu Akışkan	R410a	R290	R410a / R508b
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120	120	120
Performans			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 °C ~ -42 °C	-25 °C ~ -42 °C	-55 °C ~ -86 °C
Set Edilen Sıcaklık	-40 °C	-40 °C	-82 °C
Kontrol			
Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik			
Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (24 saat)	5,76	6,89	9,06
Amper (A)	3,1	3,25	8,2
Yedek Pili Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat
Alarm			
Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var
Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var
Sensör Hatası	Var	Var	Var
Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var
Ölçüler			
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*794*2156,5	931*913*2168	931*975*1532
İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1477	624*635*1607	624*635*971
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*850*2230	1000*1200*2240	1000*1200*1620
Net Ağırlık (kg)	127	225	200
Brüt Ağırlık (kg)	137	240	215
Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30	9 / 22 / 22	9 / 22 / 22
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	48	26	26
Aksesuarlar			
Raflar	5 Adet	5 Adet	3 Adet
Tekerlek Tipi	Hareketli	Hareketli	Hareketli



# MEDİKAL ULTRA DERİN DONDURUCULAR

## Teknik Özellikler



**LWF470**



**LWF670**



**LWF970**

	LWF470	LWF670	LWF970	
Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey	Dikey	
	Soğutma Tipi	Kaskad Sistem/Statik Soğutma	Kaskad Sistem/Statik Soğutma	Kaskad Sistem/Statik Soğutma
	Defrost Modu	Manuel	Manuel	Manuel
	Net Hacim (L) / (CFT)	490	606	830
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	510	637	900
	Soğutucu Akışkan	R410a / R508b	R410a / R508b	R404a / R508b
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120	120	130	
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -86 °C	-55 °C ~ -86 °C	-55 °C ~ -86 °C
	Set Edilen Sıcaklık	-82 °C	-82 °C	-82 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili	Mikro İşlemcili
	Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	10,02	12,75	21 kWh / 24 h
	Amper (A)	8,35	9,7	12A
	Yedek Pil Ömrü	72 saat	72 saat	72 saat
Alarm	Yüksek Sıcaklık	Var	Var	Var
	Düşük Sıcaklık	Var	Var	Var
	Kapı Açık Alarmı	Var	Var	Var
	Sensör Hatası	Var	Var	Var
	Besleme Yok Hatası	Var	Var	Var
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*1850	931*975*2168	1305*1075*2160
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1290	624*635*1607	960*660*1420
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*1920	1000*1200*2240	1340*1500*2215
	Net Ağırlık (kg)	225	235	290
	Brüt Ağırlık (kg)	240	250	305
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22	9 / 22 / 22	8 / 17 / 17
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	26	20	
Aksesuarlar	Raflar	4 Adet	5 Adet	3 Adet
	Tekerlek Tipi	Hareketli	Hareketli	Hareketli



# TIBBİ ATIK DOLAPLARI

**ATTENTION!  
MEDICAL WASTE**



Paslanmaya Karşı  
Dayanıklı Elektrostatik  
Toz Boyalı Dış Gövde

Paslanmaz Çelik  
İç Gövde

Yalıtım İçin  
Yüksek Yoğunlukta  
Poliüretan (50mm)

Premium Kapı  
Camsız Blok Kapı



Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	145
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	152
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Kontrol	Kontrol Sistemi	Mekanik Termostat
	Kontrol Ekranı	-
Elektrik	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	1,78
	Amper (A)	1,95
	Yedek Pil Ömrü	-
Alarm	Yüksek Sıcaklık	-
	Düşük Sıcaklık	-
	Kapı Açık Alarmı	-
	Sensör Hatası	-
	Düşük Batarya	-
Ölçüler	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	591*654*865
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*485*640
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*675*960
	Net Ağırlık (kg)	56
	Brüt Ağırlık (kg)	62
	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	48 / 108 / 108
Aksesuarlar	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	180
	Çekmece Hacmi	70 Litre x 1 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

0 °C ~ +15 °C

145 Litre

TA170



# TA670

0 °C ~ +15 °C




584 Litre






Teknik Bilgiler	Kabin Tipi	Dikey
	Soğutma Tipi	Dinamik Soğutma
	Defrost Modu	Otomatik
	Net Hacim (L) / (CFT)	584
	Brüt Hacim (L) / (CFT)	637
	Soğutucu Akışkan	R600a
Performans	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Kontrol	Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Kontrol Sistemi	Mekanik Termostat
Elektrik	Kontrol Ekranı	-
	Voltaj	220 / 240 V
	Frekans	50 Hz
	Güç Tüketimi (24 saat)	7,45
	Amper (A)	3,05
	Yedek Pil Ömrü	-
Alarm	Yüksek Sıcaklık	-
	Düşük Sıcaklık	-
	Kapı Açık Alarmı	-
	Sensör Hatası	-
Ölçüler	Düşük Batarya	-
	Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*780*2117
	İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1607
	Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*820*2200
	Net Ağırlık (kg)	136
	Brüt Ağırlık (kg)	146
Aksesuarlar	Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	50
	Raflar	200 Litre x 2 Adet
	Tekerlek Tipi	Roller

Opsiyonel	Ekstra harici prob girişi
	Dış gövde rengi
	Logo giydirmeli yan sticker

# COLD CHAIN











Soğuk zincir; sıcaklığa hassas tıbbi bir ürünün ruhsat sahibinin öngördüğü sıcaklık aralıkları ve koşullar içerisinde muhafaza edilmesini sağlayan ve hammadde aşamasından kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen sürede depolanmasını, taşınmasını ve dağıtılmasını ifade eder. Önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyük olan soğuk zincir, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan CoolorMed'in çözümleri ile güvence altına alınmıştır. Uluslararası kalite standartlarını esas alarak soğutma performansından ödün vermeyen üretimlerimiz tıbbi ürünlerin tedarik edilmesinde optimum koşulları ve maksimum performansı sağlar.

Coolermed sağlık sektörü için soğutucu çözümleri üretmektedir. Deprem, afet bölgeleri ve acil durumlar için kolayca taşınabilir olan bu soğutucular ihtiyaç bölgelerine güvenle aktarılmaktadır. Fabrikadan çıktıkları ilk andan itibaren korunaklı kasalarda yolculuğuna başlayan bu soğutucular elektrik sıkıntısı çekilen bölgelerde dahi güneş enerjisiyle çalışabilmektedir. Bu sayede aşı, ilaç, kan ve diğer tıbbi ürünler her yerde, ideal ısılarda, en yüksek kalite standartlarında saklanabilmektedir.





**Teknik  
Özellikler**



**AC25**



**AC50**



**AC100**



**AC150**



**AC200**

Brüt Hacim (L)	22	133	212	173 (Cooler) / 51 (Dondurucu)	296
Muhafaza Süresi (+ 2° C / + 8° C)	12 saat	22 saat	22 saat	22 hours (Soğutucu) (-4 °C / -18 °C) 4 / 6 hours (Dondurucu)	22 saat
Sıcaklık Ayarı	+4	+4	+4	+4	+4
Çalışma Aralığı	0+15 °C	0+15 °C	0+15 °C	0+15 °C / 0 -22 °C	0+15 °C
İlk Soğutma süresi (32° C + 4° C)	2 saat	2 saat	2 saat	2 saat	2 saat
İklim Bölgesi	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	747*623.5*626	836.5*853*975	1067.5*853.5*1070	1305*853.5*1070	1305*853.5*1070
İç Ölçüler w*d*h (mm)	442*282*255.5	531*512*566.5	762*512*666	495.5*512*666 (Soğutucu) 239.6*512*389.5 (Dondurucu)	1002*512*666
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*680*710	880*900*1060	1100*900*1150	1340*900*1150	1340*900*1150
Nakliye Ağırlığı (kg)	55	97	123	143	130
Net Ağırlık (kg)	45	80	100	125	110
Güç Tüketimi (kwh / 24h)	0.57	0.62	0.7	0.91	0.86
Soğutucu Akışkan Tipi	R600a	R600a	R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a
Kontrol Ünitesi	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC
Güneş Paneli (2*100 watt) (opsiyonel)	1xSB200	1xSB200	2xSB200	3xSB200	SB200
Batarya Çantası (opsiyonel)	BB100	BB100	BB100	BB200	BB100

## Teknik Özellikler



**AC 50IC**



**AC 100IC**



**AC 200IC**

Brüt Hacim (L)	91.5	153.5	220
Muhafaza Süresi (+ 2° C / + 8° C)	32 / 48 saat	32 / 48 saat	48 / 62 saat
Sıcaklık Ayarı	+4 °C	+4 °C	+4 °C
Çalışma Aralığı	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
İlk Soğutma süresi (32° C + 4° C)	24 saat	24 saat	24 saat
İklim Bölgesi	ST/T (32 °C)	ST/T (32 °C)	ST/T (32 °C)
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	836.5*853*975	1067.5*853.5*1070	1305*853.5*1070
İç Ölçüler w*d*h (mm)	429*405*566.5	666*405*666	900*405*666
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	880*900*1060	1067.5*853.5*1070	1340*900*1150
Nakliye Ağırlığı (kg)	142	172	195
Net Ağırlık (kg)	125	155	180
Güç Tüketimi (kwh / 24h)	0,62	0,7	0,86
Soğutucu Akışkan Tipi	R134a / R600a	R134a / R600a	R134a / R600a
Kontrol Ünitesi	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC
Güneş Paneli (2*100 watt) (opsiyonel)	1xSB200	2xSB200	2xSB200
Batarya Çantası (opsiyonel)	BB100	BB100	BB200



**Teknik  
Özellikler****AC 50ICT****AC 100ICT****AC 200ICT**

Brüt Hacim (L)	91.5	153.5	220
Muhafaza Süresi (+ 2° C / + 8° C)	42 / 60 saat	42 / 60 saat	90 / 120 saat
Sıcaklık Ayarı	+4 °C	+4 °C	+4 °C
Çalışma Aralığı	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
İlk Soğutma süresi (32° C + 4° C)	24 saat	24 saat	24 saat
İklim Bölgesi	ST/T (32 ° C)	ST/T (32 ° C)	ST/T (32 ° C)
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	836.5*853*975	1067.5*853.5*1070	1305*853.5*1070
İç Ölçüler w*d*h (mm)	429*405*566.5	666*405*666	900*405*666
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	880*900*1060	1100*900*1150	1340*900*1150
Nakliye Ağırlığı (kg)	167	207	230
Net Ağırlık (kg)	150	190	215
Güç Tüketimi (kwh / 24h)	0,62	0,7	0,86
Soğutucu Akışkan Tipi	R600a	R134a	R134a
Kontrol Ünitesi	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC
Güneş Paneli (2*100 watt) (opsiyonel)	1xSB200	2xSB200	2xSB200
Batarya Çantası (opsiyonel)	BB100	BB200	BB200

**Teknik  
Özellikler****AC25 FR****AC50 FR****AC100 FR**

Brüt Hacim (L)	22	133	212
Muhafaza Süresi (+ 2° C / + 8° C)	22 / 24 saat	22 / 24 saat	22 / 24 saat
Sıcaklık Ayarı	- 20 °C	- 20 °C	- 20 °C
Çalışma Aralığı	-10 / -22 °C	-10 / -22 °C	-10 / -22 °C
İlk Soğutma süresi (32° C + 4° C)	12 saat	12 saat	12 saat
İklim Bölgesi	ST/T (32 ° C)	ST/T (32 ° C)	ST/T (32 ° C)
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	747*623.5*626	836.5*853.5*975	1067.5*853.5*1070
İç Ölçüler w*d*h (mm)	442*282*255.5	531*512*566.5	762*512*666
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*680*710	880*900*1060	1100*900*1150
Nakliye Ağırlığı (kg)	55	97	123
Net Ağırlık (kg)	45	80	100
Güç Tüketimi (kwh / 24h)	0,62	0,62	0,7
Soğutucu Akışkan Tipi	R600a / R134a	R600a / R134a	R600a / R134a
Kontrol Ünitesi	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	12 / 24V DC	12 / 24V DC	12 / 24V DC
Güneş Paneli (2*100 watt) (opsiyonel)	1xSB200	1xSB200	2xSB200
Batarya Çantası (opsiyonel)	BB100	BB100	BB100

**COLD  
CHAIN**

## Teknik Özellikler



**AC50 LFR**



**AC100 LFR**



**AC50 UFR**



**AC200 UFR**

Brüt Hacim (L)	133	212	133	296
Muhafaza Süresi (+ 2° C / + 8° C)	14 / 16 saat	14 / 16 saat	2 saat	2 saat
Sıcaklık Ayarı	-40 °C	-40 °C	-70 °C	-72 °C
Çalışma Aralığı	-25 / -42 °C	-25 / -42 °C	-40 / -72 °C	-40 / -72
İlk Soğutma süresi (32° C + 4° C)	12 saat	12 saat	12 saat	12 saat
İklim Bölgesi	ST/T (32 °C)	ST/T (32 °C)	ST/T (23 °C)	ST/T (23 °C)
Dış Ölçüler w*d*h (mm)	836.5*853.5*975	1067.5*853.5*1070	836.5*853.5*1210	1300*860*1372
İç Ölçüler w*d*h (mm)	531*512*566.5	762*512*666	531*512*566.5	1002*512*633
Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	880*900*1060	1100*900*1150	880*900*1300	1340*900*1460
Nakliye Ağırlığı (kg)	97	123	110	260
Net Ağırlık (kg)	80	100	95	230
Güç Tüketimi (kwh / 24h)	0,62	0,7	0,7	0,86
Soğutucu Akışkan Tipi	R404A	R404A	R404A / R508B	R404A / R508B
Kontrol Ünitesi	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci	Micro İşlemci
Kontrol Ekranı	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran	4.3" Dokunmatik Ekran
Voltaj	12 / 24V DC	12 / 24V DC	220 / 240 V AC 50 Hz	220 / 240 V AC 50 Hz
Güneş Paneli (2*100 watt) (opsiyonel)	4xSB200	3xSB200	4xSB200	-
Batarya Çantası (opsiyonel)	BB200	BB200	BB200	-

## Teknik Özellikler



**SB200**



**BB100**



**BB200**



**BB300**

Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1295*819*232	800*550*400	800*550*400	800*550*400
Açık Ölçüler w*d*h (mm)	1567*1267	-	-	-
Net Ağırlık (kg)	88	45	80	120







#### FABRİKA

T +90 236 213 1 212 (PBX)  
F +90 236 213 1 208  
M.O.S.B 4. Kısım Ahmet Nazif Zorlu  
Bulvarı No:32 Manisa/TÜRKİYE

#### İSTANBUL OFİS

T +90 212 272 15 95  
Balmumcu, Barbaros Bulvarı  
No: 72/2 34349  
Beşiktaş, İstanbul/TÜRKİYE

[www.coolermed.com.tr](http://www.coolermed.com.tr)  
[info@coolermed.com.tr](mailto:info@coolermed.com.tr)  
© f t i coolermed