

ECO375ASI

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	590x622x2014
İç Ölçüler WxDxH (mm)	516x470x1555
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	614x662x2138,5
Net Hacim (L)	350
Brüt Hacim (L)	358
Net Ağırlık (kg)	80
Brüt Ağırlık (kg)	88
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklığı	0 / +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	1,7 kWh
Amper (A)	0,98
Soğutucu Akışkan	R134a / R600a
Dış Gövde Rengi	RAL9003
Raflar / Çekmeceler	5 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

Standart Yeterli Olduğunda

Farklı ihtiyaçlar ve koşullar düşünerek farklı hacim seçenekleri ile sunulan Coolermed soğutucu ve dondurucu dolapları arasında uygun bir seçenek mutlaka vardır. Standart olarak 5 raf ile sunulan ECO375ASI, enerji tüketimi ve diğer teknik özellikleri ile ideal bir çözümdür.

