



Dış Ölçüler WxDxH (mm)	590x635x1606.5
İç Ölçüler WxDxH (mm)	491x489x993
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	634x664x1705
Net Hacim (L)	225
Brüt Hacim (L)	238
Net Ağırlık (kg)	103
Brüt Ağırlık (kg)	113
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklığı	0 / +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Voltaaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	1,29 kWh
Amper (A)	2,4
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R134a / R600a
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / çekmeceler	3 adet
Kan Torbası Yükleme Adedi	120 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

İşimiz Uzmanlık

120 kan torbası kapasiteli M260KN tüm diğer Coolermed kan dolaplarında olduğu gibi çekmecelerinde bulunan şeffaf pleksi sayesinde kan torbalarının dik durmasını sağlar.

Veri aktarımı ya da harici bir sisteme bağlantı kurmak RS232 ya da RS485 giriş özelliği ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Min / maks sıcaklıkları kayıt altında tutan hafıza özelliği ile takip kolaylığı sağlanır.

