

M390FR

OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde
(10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	650x695x2130
İç Ölçüler WxDxH (mm)	497x511x1466
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	675x730x2220
Net Hacim (L)	362
Brüt Hacim (L)	372
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
Çalışma Sıcaklığı	-5 / -30 °C
Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	6,7 kWh
Amper (A)	0,45
Yedek Pili Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R404a / R410a
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / Çekmeceler	5 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Konteyner Yükleme Adedi	54
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60

Yüksek Kalite Standartları

4,3" TFT LCD dokunmatik ekran kullanıcıların menü içinde kolaylıkla ayarlamalarını yapmalarını ve uzakta olsalar dahi ekrandan sıcaklık değerlerini takip etmelerini sağlar. Yazılı ve sesli alarm sistemi kullanıcıyı yüksek ve düşük sıcaklıklarda, kapı açık kaldığında, elektrik kesintisi olduğunda ve prob arızası olduğunda uyarır.

