

# M390KN

## OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde
- (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	590x635x2070.5
İç Ölçüler WxDxH (mm)	497x511x1466
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	634x664x2150
Net Hacim (L)	352
Brüt Hacim (L)	372
Net Ağırlık (kg)	126,5
Brüt Ağırlık (kg)	136,5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklığı	0 / +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	1,59 kWh
Amper (A)	1,05
Yedek Pili Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R134a / R600a
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / çekmeceler	5 adet
Kan Torbası Yükleme Adedi	200 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## İşimiz Uzmanlık

50 mm izolasyon kalınlığına sahip gövde yapısı ile M390KN ve diğer kan dolapları soğutma performansını maksimum seviyede destekler. 200 adet kan torbası kapasitesine sahip dolabın çekmece önünde bulunan geniş alan kan sınıf etiketleri yapıştırılması için idealdir.

LAN ile yerel ağa bağlanarak dolap performans verilerinin takibi ve analizi yapılabilir. USB port ile verilerin transfer edilmesi seçeneği de vardır.

