

# M660KN



Dış Ölçüler WxDxH (mm)	790x708x2207
İç Ölçüler WxDxH (mm)	690x553x1702
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	820x750x2280
Net Hacim (L)	600
Brüt Hacim (L)	649
Net Ağırlık (kg)	162
Brüt Ağırlık (kg)	182
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklığı	0 / +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	2,1 kWh
Amper (A)	1,6
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R134a / R600a
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / çekmeceler	6 adet
Kan Torbası Yükleme Adedi	360 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	14
40" Konteyner Yükleme Adedi	42
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	42
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54

## OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

## İşimiz Uzmanlık

Kan ve kan ürünleri gibi hassas ürünlerin saklandığı soğuk ortam koşullarının kontrol altında tutulması hayati öneme sahiptir. 0,1 hassasiyetindeki kalibrasyon özelliği sayesinde soğutucunun ayarlanan sıcaklığı ve gerçek iç sıcaklık arasında fark oluştuğunda, dengeleme yapılır. Bu özellik saklanan hassas ürünlerin güvenliği için çok önemli bir fonksiyondur.

Geniş hacmi ve ayarlanabilir raf sistemi ile farklı ürünler istenen sistematikte düzenli şekilde saklanabilir. Raf adeti kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak opsiyonel olarak artırılabilir.

