


# M660PLZ




## OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde
- (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	864x913x2190
İç Ölçüler WxDxH (mm)	624X635X1607
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	1000x1050x2240
Net Hacim (L)	606
Brüt Hacim (L)	637
Net Ağırlık (kg)	210
Brüt Ağırlık (kg)	220
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
Çalışma Sıcaklığı	(-25) / (-42) °C
Set Edilen Sıcaklık	-40 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 hz
Güç Tüketimi	-
Amper (A)	-
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R404a / R410a
Dış Gövde Rengi	RAL 7047
Raflar / Çekmeceler	5
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	36
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	42



M660PLZ



(-25°C) – (-42°C) çalışma sıcaklığı aralığında plazma ve plazma ürünlerini güvenilir koşullarda saklamak için üretilmiş olan ultra derin donduruculardır. Soğutma performansı ve teknik donanımı nedeniyle tercih edilen M400PLZ ve M660PLZ medikal dondurucular, 286 lt ve 606 lt net hacim seçeneklerine sahiptir. Kilitlenebilir kapıları dolap içindeki ürünlere yetkisiz kişilerin ulaşmasını engeller. Veri transferi teknolojisi, LAN ile yerel ağa bağlanabilmesi ve elektrik kesildiğinde akü ile 72 saat ekrandan bilgilere ulaşılabilmesi ve kayıt tutabilme özellikleri ile ürünlerin izlenebilirliği güvence altına alınır.