

# M900KN

## OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde  
(10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker
- Blok kapı

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	907x747.5x2081
İç Ölçüler WxDxH (mm)	805x594x1570
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	750x825x2230
Net Hacim (L)	685
Brüt Hacim (L)	740
Net Ağırlık (kg)	175
Brüt Ağırlık (kg)	186
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklığı	0 / +15 °C
Set Edilen Sıcaklık	4 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	2,3 kWh
Amper (A)	1,6
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R134a / R600a
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / çekmeceler	5 adet
Kan Torbası Yükleme Adedi	390 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	14
40" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	36
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	42

## İşimiz Uzmanlık

304 kalite paslanmaz çelikten yapılan iç gövde en güvenilir hijyen koşullarını sunmaktadır. Medikal dolaplarda ilaç, bileşen, hammadde, kan ya da diğer hassas ürünler depolandığı için hijyen koşullarının sağlanması maksimum önemdedir.

Paslanmaz çeliğin kolay temizlenme özelliği kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Paslanmaz çelik iç gövde aynı zamanda sağlamlık ve uzun kullanım ömrü sunar. Satın alınan medikal dolabın uzun yıllar ilk günkü performansı ile kullanılmasını destekler.

